



采用便捷的无线设计，
可在各种使用场景下“同时”进行护理！

- ◎工作的同时使用。
- ◎做家务的同时使用。
- ◎乘坐通勤电车或是新干线的同时使用。
- ◎在房间中放松的同时使用。

◎连接线(另售)



白色
MXTS-200CBL1P
JAN码: 4902580756666

主要规格

品名	连接电缆
型号	MXTS-200CBL
套装内容	连接电缆×1根 使用说明书
电缆长度	约1.2m
重量	约14g

⚠ 安全注意事项 为了正确使用,使用前请务必仔细阅读“使用说明书”。

⚠ 危险 切勿与以下医用电子设备同时使用。

1) 起搏器等体内植入型医用电子设备 2) 人工心肺等生命维持用医用电子设备 3) 包括心电图仪这种安装型医用电子设备在内的各种医用电子设备 否则可能会导致事故或是对身体造成重大危害。

⚠ 警告 以下人士应向医生洽询后再使用。

1) 罹患急性疾病的人士 2) 罹患恶性肿瘤的人士 3) 罹患传染病的人士 4) 妊娠中、生理期、新近产后人士 5) 患有心脏疾病的人士 6) 体温超过38℃以上(正在发高烧的人士) [急性发病症状(疲劳、发冷、血压波动等)严重时,虚弱时。] 7) 罹患贫血症的人士 8) 适用部位的皮肤存在异常(感染、创伤等)的人士 9) 血压存在异常的人士 10) 必须保持安静的人士及身体明显不适时 11) 罹患脊柱(脊椎)骨折、挫伤(扭伤)、肌肉撕裂等急性(疼痛性)疾患的人士 12) 因糖尿病等严重未梢循环障碍而导致知觉障碍的人士 13) 除上述人士外的其他身体感觉异常的人士 否则可能会导致事故或是对身体造成重大危害。

◎当凝胶垫剥落时,务必要切断电源。否则可能会受到强烈冲击。

◎使用过程中感觉身体异常时,应立即中止使用,并向医生洽询。否则可能会导致事故或是对身体造成重大危害。

- 所刊载商品符合EU环保指令RoHS。
- 由于产品改良,所刊载商品的规格及设计可能会未经预告而发生变更。
- 由于印刷的缘故,实际的商品与刊载的照片之间可能会存在若干差异。
- 本产品手册中所记载的名称、标志、服务商标是麦克赛尔或其他公司的注册商标。
- 本产品手册中所刊载的内容是截至2018年3月的内容。

问询

maxell问询 搜索 <http://www.maxell.co.jp>

■麦克赛尔产品经销店



为了保护地球环境,本商品目录用植物油油墨印制。

无线低频治疗仪

momicare



只需贴在
身上!
轻松按摩

当感觉疲劳时,只需贴在身上。
“同时护理”的升级型,
新“Momi Care”。



【效果·功效】 有缓解肩膀僵硬、预防瘫痪肌肉的萎缩,以及按摩效果。应在普通家庭中使用。

家用低频治疗仪

管理医疗设备

5种模式， 10级强度。 消除僵硬、 疼痛、疲劳。



只需简单操作，即可轻松使用！

mode-1 随机

以“揉捏”、“按压”为主，与“敲打”、“振动”组合为4种模式、15分钟的按摩疗程。

mode-2 快速

“敲打”、“振动”、“揉捏”、“按压”组合成7分钟的按摩疗程。希望在短时间内消除疲劳时。

可用于各个部位！

mode-3 颈·肩

“敲打”与“振动”组合，护理肩颈。也适用于双臂的肌肉疲劳等。

mode-4 腰

“敲打”、“振动”、“揉捏”组合，消除腰酸、沉重、疲劳。

mode-5 腿

“揉捏”、“按压”、“振动”组合，消除大腿、小腿肚的疲劳。

采用治疗效果高且不易造成肌肉疲劳的1~100Hz频段。



采用触感柔软的
缓冲凝胶垫。

缓冲凝胶垫触感良好，
可获得更加舒适的使用感受。
通过拆卸、更换，可全家分享使用。
※请使用MXTS-200GEL系列替换用凝胶垫。



对于易用性与安全性也做了全面考量。

采用了拿在手上接通电源，设定好模式与强度后再贴在身上的精心设计。凝胶面从肌肤上脱离时，人体检测传感器会开始工作，自动停止。

根据使用部位选用的专用凝胶垫[※]

当希望进行脚心等集中按摩或是腰部等大面积按摩时，推荐使用本产品。

※单点型/宽幅型



无线+充电式。

内置锂离子电池，外形紧凑的无线设计。
附带充电用的电源适配器与USB电缆。
1次充电可使用约15分×7次[※]。
也可利用连接电缆（另售）手动操作。

※强度等级10（最大）时。
使用次数会因使用模式而异。



产品阵容

主体



白色
1个装 | MXTS-MR200W1P JAN码: 4902580756550
2个装 | MXTS-MR200W2P JAN码: 4902580756581



1个装 | MXTS-MR200P1P JAN码: 4902580756567
2个装 | MXTS-MR200P2P JAN码: 4902580756598



黑色
1个装 | MXTS-MR200B1P JAN码: 4902580756574
2个装 | MXTS-MR200B2P JAN码: 4902580756604

主要规格

商品名	低频治疗仪 MXTS	套装内容 (1个装)	主体×1个 凝胶垫×1片
型号	MXTS-MR200		保管衬纸×1张
类别	机械器具 78 家用电子治疗仪	电源适配器×1个	
医疗设备分类	管理医疗设备	USB电缆×1根	
一般性名称	家用低频治疗仪	使用说明书	
医疗设备认证编号	229AKBZX00042000	主体×2个	
主体额定电压	DC3.7V (锂离子电池)	凝胶垫×2片	
专用电源适配器 (充电用)	输入: AC100V 50 - 60Hz 0.4W 输出: DC5V 0.04A	保管衬纸×1张	
最大输出电流	10mA 以下	电源适配器×1个	
最大输出电压	最大约 42V	USB电缆×1根	
消耗功率(运行时)	约 0.1W	使用说明书	
消耗功率(充电时)	约 0.2W	主体外壳: PC+ABS	
基本频率	约 1~100Hz	凝胶垫: 丙烯酸凝胶	
额定时间	约 15分钟	主体:	
输出脉冲宽度	200μ秒	尺寸(1个)	
定时器	约 15分钟自动关闭	凝胶垫:	
充电时间	3小时(室温 10~35℃)	快速模式时: 约 7分钟自动关闭	
		重量(1个)	约25g(主体+凝胶垫)

◎更换用/专用凝胶垫(另售)



①MXTS-200GELW2P JAN码: 4902580756611
MXTS-200GELP2P JAN码: 4902580756628
MXTS-200GELB2P JAN码: 4902580756635
②MXTS-200GELFW2P JAN码: 4902580756659
③MXTS-200GELWW1P JAN码: 4902580756642

主要规格

	标准型	单点型	宽幅型
商品名	凝胶垫 MXTS		
型号	MXTS-200GEL		
医疗设备分类	一般医疗设备		
一般医疗设备	家用低频治疗仪用导电胶		
医疗设备申请编号	40B2X10023000001		
颜色	白色/粉红色/黑色	白色	白色
套装内容	凝胶垫×2片	凝胶垫×2片	凝胶垫×1片
	保管衬纸×1张		
	使用说明书		
材质	丙烯酸凝胶		
尺寸	长125×宽61×厚0.5mm	长190×宽59×厚0.5mm	长180×宽154×厚0.5mm
重量	约12g(1片)	约12g(1片)	约41g(1片)