

ハンドマッサージャー



型番	MXHM-1000
販売名	ハンドマッサージャー llexam01
一般の名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器分類	管理医療機器
医療機器認証番号	302AKBZX00072000
入力電圧/電流	DC5V/最大2A
消費電力	20W (ヒーター5W)
定格時間	10分
外形寸法	幅170×高さ245×奥行き109mm
質量	約1,150g
エアー圧力	約108kPa以下
ヒーター最高温度	約45℃
充電時間	約3時間
同梱品	専用電源アダプター、USBケーブル、 ビニール手袋(6枚)、取扱説明書(保証書付)

小林照子(こばやしてるこ)氏プロフィール



美容研究家・メイクアップアーティスト
小林照子株式会社 代表取締役、
株式会社 美・ファイン研究所 ファウンダー、
フロムハンド メイクアップアカデミー、青山ビューティ学院高等部 学園長

1935年生まれ。株式会社コーセーにおいて長年にわたり美容について研究。
1991年に独立し、「美」と「輝く魅力」をテーマとした株式会社 美・ファイン研究所を創立。肌を温めてリラックスさせ、冷やして引き締める「温冷美容」は、肌が必ずきれいになると話題になり、書籍をはじめさまざまなメディアでも紹介されている。
ビューティコンサルタント、ビジネスに携わる一方、美のプロフェッショナルの後進育成にも力を注いでいる。

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
※掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※実際の商品と掲載写真・イラストは実物とは異なる場合があります。
※このカタログの掲載内容は2021年1月現在のものです。

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL. (0570)783-137 [ナビダイヤル] FAX. (0570)025-710

受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ

検索

(<http://www.maxell.co.jp>)

商品の詳細については、下記サイトをご参照ください。

https://www.maxell.jp/llexam/collab_terukobayashi/



おうちでできる、
手の贅沢ご褒美ケア。

ハンドマッサージャー MXHM-1000

llexam × 美容研究家
小林 照子

「温め」「振動」「加圧」の3つの機能で 手を集中ケア



温め



振動



加圧

ヒーター機能と振動機能を搭載し、手を約42℃でじんわり温めながら心地よい振動でリラックスさせ、血流を巡りやすくします。

10層のエアバッグの加圧で指先から手首まで、手全体をマッサージ。



エアバッグイメージ図

美容研究家 小林照子氏コメント

私は、メイクアップアーティストなので、お客様やモデルさんに触れる「手」をなによりも大事に考えています。手の美容で一番大切なのは、「温度」「振動」「圧迫する」ことです。

監修をした「llexam」の「ハンドマッサージャー」には、プロの技術を使っても難しい3つのポイントすべてが搭載されています。皮膚にとって快適な「温度」である42℃で冷えやすい末端である

手を温め、リラックスさせます。「振動」で停滞している血管がゆるみ、老廃物の回収をする毛細血管が広がり、「加圧」によって血流をめぐらせて心臓に戻す。末端から血流を戻すことで、手から全身に巡っていきます。

1日10分の美容タイムで、頑張ってきた手、働いてきた手に愛情込めてお手入れをし、大切にあげてください。



LEDイルミネーションで心までリラックス

4パターンのLEDイルミネーションで、視覚的にも楽しめます。その日の気分に合わせて好きな色をチョイス。



リラックスライト

LEDボタン

リラックスライトの色を切り替え

強さ表示

振動ボタン

振動機能のON/OFF切り替え

電源ボタン

長押し：電源ON/OFF
短押し：強さ切り替え
(3段階)

Hotボタン

ヒーター機能のON/OFF切り替え



ポジションガイド

手を置く位置をわかりやすくし、指先1本1本がフィットする位置でマッサージ。



抗菌仕様の布地

※本体の布は水洗いできません。

強さ3段階 3 Level

1回10分の時短ケア 10 min.

USB充電式

コードレスタイプで、場所を選ばず使用できます。



【使用目的・効果】
あんま、マッサージの代用
一般家庭で使用すること。

- ・疲労の回復
- ・血行の促進
- ・筋肉の疲れをとる
- ・筋肉のこりをほぐす
- ・神経痛、筋肉痛の痛みをやわらげる