



便利なコードレスタイプだから、
いろいろなシーンで、“ながら”ケア！

- ◎仕事をしながら使える。
- ◎家事をしながら使える。
- ◎通勤電車や新幹線で移動しながら使える。
- ◎お部屋でくつろぎながら使える。



地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

マクセル低周波治療器 MXTS-MR200カタログ JV021-1711 2017年11月作成

◎接続ケーブル（別売）



ホワイト
MXTS-200CBL1P
JANコード：4902580756666

主な仕様	
品名	接続ケーブル
型番	MXTS-200CBL
セット内容	接続ケーブル×1本 取扱説明書
コード長	約1.2m
質量	約14g

 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくため、 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
--	---

 **危険** 下記のような医用電気機器との併用は絶対にしない。

1) ペースメーカーなどの体内埋め込み型医用電気機器 2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器 3) 心電計など装着型医用電気機器などの各医用電気機器 事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。

 **警告** 次の人は、医師と相談してご使用ください。

1) 急性疾患のある人 2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人 3) 感染症疾患のある人 4) 妊娠中、生理中、出産直後の人 5) 心臓に障害のある人 6) 体温38℃以上(有熱期の人) [急性発症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。] 7) 貧血ぎみの人 8) 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人 9) 血圧に異常のある人 10) 安静を必要とする人や著しく体調がすぐれないとき 11) せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど急性[とう(疼)痛性]疾患の人 12) 糖尿病など高度な末しょう(梢)循環障害により知覚障害のある人 13) 上記以外に特に身体に異常を感じている人 事故や体調不良をおこすおそれがあります。

◎ゲルシートをはずすときは必ず電源を切る。強いショックを受けるおそれがあります。
◎使用中に身体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談する。事故や体調不良のおそれがあります。

- 掲載商品はEUの環境保護指令RoHSに準拠しています。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている名称・ロゴ・サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標です。
- このカタログの掲載内容は2017年11月現在のものです。

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL.(0570)783-137[ナビダイヤル] FAX.(0570)025-710[ナビダイヤル]
受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ  検索 <http://www.maxell.co.jp>

■マクセル製品取扱店

maxell
Within the Future

2017.11

マクセル低周波治療器 MXTS-MR200カタログ

コードレス低周波治療器

もみケア
momicare



貼るだけ！
かんたん
マッサージ

【効果・効能】 肩こりの緩解(かんかい)、麻痺した筋肉の萎縮の
予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用するこ

家庭用低周波治療器

管理医療機器

ツライとき、サッと貼るだけ。

ながらケアの進化形、
NEW「もみケア」。



5つのモードと 10段階の強さ。 こり、痛み、疲れを ケアします。

簡単な操作で気軽に使える！

mode_1 おまかせ
「もみ」、「おし」をメインに、「たたき」、「パイプ」の4つを組み合わせた15分間のコース。

mode_2 クイック
「たたき」、「パイプ」、「もみ」、「おし」を組み合わせた7分間のコース。短時間で疲れをケアしたい時に。

いろいろな部位に使える！

mode_3 首・肩
「たたき」と「パイプ」を組み合わせる首や肩をケア。二の腕の筋肉疲労などにも。

mode_4 腰
「たたき」、「パイプ」、「もみ」を組み合わせる、腰のだるさ、重さ、疲れをケア。

mode_5 脚
「もみ」、「おし」、「パイプ」を組み合わせる、ふとももやふくらはぎの疲れをケア。

周波数帯は、治療効果が高く、筋疲労が少ないと言われている1～100Hzを採用しています。



やわらかタッチの クッションゲルシート採用。

クッションゲルシートは、手触りが良く、心地良い使用感が得られます。取り外して交換することで、ご家族で使い分けができます。

※交換用ゲルシートは、MXTS-200GELシリーズをお使いください。



使いやすさと安全性にも配慮。

手元で電源を入れ、モードや強さを設定してから貼れる気配り設計。ゲルシート面が肌から離れると、人体検知センサーがはたらき、自動的にストップします。

部位によって選べる専用ゲルシート※

足裏などの集中マッサージや、腰などを広くマッサージしたい場合におすすめです。

※スポットタイプ／ワイドタイプ



コードレス＋充電式。

リチウムイオン電池を内蔵した、コンパクトなコードレスタイプ。充電用の電源アダプターとUSBケーブルを付属。1回の充電で、約15分×7回※使えます。接続ケーブル(別売)にて手元でも操作できます。

※強さレベル10(最大)の場合。使用モードにより回数は異なります。



ラインアップ

◎本体



ホワイト
1個入 | MXTS-MR200W1P JANコード: 4902580756550
2個入 | MXTS-MR200W2P JANコード: 4902580756581



ピンク
1個入 | MXTS-MR200P1P JANコード: 4902580756567
2個入 | MXTS-MR200P2P JANコード: 4902580756598



ブラック
1個入 | MXTS-MR200B1P JANコード: 4902580756574
2個入 | MXTS-MR200B2P JANコード: 4902580756604

主な仕様			
販売名	低周波治療器 MXTS	セット内容 (1個入)	本体×1個
型番	MXTS-MR200		ゲルシート×1枚
類別	機械器具 78 家庭用電気治療器		保管台紙×1枚
医療機器分類	管理医療機器		電源アダプター×1個
一般名称	家庭用低周波治療器		USBケーブル×1本
医療機器認証番号	229AKBZX00042000	セット内容 (2個入)	取扱説明書
本体定格電圧	DC3.7V(リチウムイオン電池)		本体×2個
専用電源アダプター(充電用)	入力: AC100V 50-60Hz 0.4W 出力: DC5V 0.04A		ゲルシート×2枚
最大出力電流	10mA以下		保管台紙×1枚
最大出力電圧	最大約42V		電源アダプター×1個
消費電力(動作時)	約0.1W	材質	USBケーブル×1本
消費電力(充電時)	約0.2W		取扱説明書
基本周波数	約1～100Hz		本体ケース: PC+ABS
定格時間	約15分間		ゲルシート: アクリル系ゲル
出力パルス幅	200μ秒		本体: 高さ44×幅44×奥行10.5mm
タイマー	約15分自動オフ	寸法(1個)	ゲルシート: 縦61×横125×厚さ0.5mm
	クイックモード時: 約7分自動オフ		質量(1個)
充電時間	3時間(室温10～35℃)	約25g(本体+ゲルシート)	

◎交換用 / 専用ゲルシート(別売)

①スタンダード

②スポットタイプ

③ワイドタイプ



①MXTS-200GELW2P JANコード: 4902580756611
MXTS-200GELP2P JANコード: 4902580756628
MXTS-200GELB2P JANコード: 4902580756635
②MXTS-200GELFW2P JANコード: 4902580756659
③MXTS-200GELWW1P JANコード: 4902580756642

主な仕様		スタンダード	スポットタイプ	ワイドタイプ
販売名	ゲルシート MXTS			
型番	MXTS-200GEL			
医療機器分類	一般医療機器			
一般名称	家庭用低周波治療器向け導子			
医療機器届出番号	40B2X10023000001			
カラー	ホワイト/ピンク/ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト
セット内容	ゲルシート×2枚	ゲルシート×2枚	ゲルシート×1枚	ゲルシート×1枚
	保管台紙×1枚			
	取扱説明書			
材質	アクリル系ゲル			
寸法	縦61×横125×厚さ0.5mm	縦59×横190×厚さ0.5mm	縦154×横180×厚さ0.5mm	
質量	約12g(1枚)	約12g(1枚)	約41g(1枚)	