



便利な充電式。インターフェースにUSB Type-Cを採用。

電池交換不要の充電式。端子の上下を気にせずに差し込めるUSB Type-Cケーブルを採用しています。



携帯・保管に便利な専用ポーチ付き。

本体および付属品が収納できる、専用キャリングポーチを付属。外出先への持ち運びにも便利です。

対象製品：MXES-R410PRWPK



操作時の音量が聴きとりやすい。

ボタン操作時の音量を大きく設定。
モード変更の確認がしやすくなりました。

交換用ゲルパッド ラインアップ

対応機種	型番	入数	JANコード
MXES-R410	MXES-GELC4S	1セット(4枚入)	4902580794675
	MXES-GELC8S	2セット(8枚入)	4902580794682
MXES-R200YG	MXES-200GEL1P	1セット(2枚入)	4902580755836
	MXES-200GEL2P	2セット(4枚入)	4902580755843
MXES-H600YG	MXES-600GEL1P	1セット(6枚入)	4902580756529
	MXES-600GEL2P	2セット(12枚入)	4902580756536

※必ず当社純正ゲルパッドを使用してください。
※当社製以外のゲルパッドを使用して発生したトラブルについては
一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

英語版/中国語版webサイト

Please read the two-dimensional code on your smartphone.
请使用智能手机扫二维码。



Product guide



产品说明

- 記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
- トレーニングの結果には個人差があります。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている製品はすべてオープン価格です。
- このカタログの掲載内容は2023年4月現在のものです。

お問い合わせは

株式会社電響社

マクセル製品 お客様相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

本製品はマクセル株式とのライセンス契約のもと、株式会社電響社が製造・販売しております。

■マクセル 製品取扱店

マクセルEMS運動器もてケアカタログ LG101-2304 2023年4月作成

maxell

2023.04

マクセルEMS運動器
もてケアカタログ

ACTIVE PAD

もてケア | EMS運動器

カラダを変える、
ミライを変える

もっと使いやすく、手軽に。
進化しつづける、
「もてケア」R410シリーズ。

幅広い年齢の方に適したやさしい設計、いつでもどこでも、
好きな時に使える手軽さを追求しています。



効果的な電極の面積と配置を追求。
より広く深く、筋肉を刺激。

主に、筋肉の収縮に効果的な
周波数17.5Hzを採用。
表層から深層の広い範囲の筋肉を
同時に刺激します。



EMS運動をサポートする
フィッティングベルトを付属。

気になる部分に、本体をしっかり固定。
ズレやはがれを防ぎEMS運動を
サポートします。(対応サイズ60～120cm)



最薄部分は約1mm。
柔らかいシリコン素材を採用。

すぐれた装着感を実現。
トレーニングしたい部分に、
しっかりフィットさせることができます。



好きな場所で手軽に使えるコードレス。

電源、コントローラーを本体に内蔵。
好きな場所に持ち運んで手軽に使えます。



PROFESSIONAL for WOMEN


もっとシンプルに
フィットネス。
美しいカラダで、
ミライを変える。

こんな方に！

- ✓ 今までのEMSは体形にあわない
- ✓ 好きなとき、好きな場所でエクササイズしたい
- ✓ 自分に合うやり方でムリなく続けたい
- ✓ 何歳になっても自立した生活を楽しみたい

女性のカラダにフィットする 使い心地。

女性の体形を考慮した4極一体型。
細いウエストラインにもあわせやすい
電極配置を実現し、表層から
深層の広い範囲の筋肉を同時に刺激します。



腹まわり 腰まわり 太もも フィッティングベルト付き

筋肉をやさしく刺激する、 独自のモードを搭載。

女性のために考案された3つのモードを採用。
「ロング・ソフトモード」は、柔らかい刺激で30分間
じっくり筋肉に働きかけます。

機能	トレーニングモード	トレーニング ステップ	刺激 周波数 種類	強度 レベル 選択	トレーニング 時間
	バランスモード バランスよく刺激を加える トレーニング	25 ステップ	12 種類	25 段階	約20 分
	ハードモード 強いもみ感と引締め感を 加えるトレーニング	20 ステップ	23 種類	25 段階	約15 分
	ロング・ソフトモード 女性に適した柔らかい刺激 を長い時間つづけるじっくり フィットネス	10 ステップ	18 種類	25 段階	約30 分

質量：約71g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R410PRWPK
JANコード：4902580792640
外形寸法：幅178×高さ170×厚み15mm
（ゲルパッド未装着時）

詳しい仕様は
こちら！



同梱品：ゲルパッド×4（1セット）、保管シート×1、電源アダプター×1、充電用ケーブル（約50cm）×1、フィッティングベルト（約125cm）×1、キャリングポーチ×1、取扱説明書（保証書付） ※交換用ゲルパッドについては裏表紙をご覧ください。

STANDARD



ラクラク、カンタン
「ながら運動」。
健康的なカラダで、
ミライを変える。

こんな方に！

- ✓ 日頃ほとんど運動をしていない
- ✓ 健康的な体形を維持したい
- ✓ 足腰の衰えを感じる
- ✓ 何歳になっても自立した生活を楽しみたい

筋繊維の方向に あわせやすい 電極配置を採用。

4極一体型。低周波が筋繊維の方向に沿って
流れやすいように電極を配置。
表層から深層までの筋肉に効果的に働きかけます。



腹まわり 腰まわり 太もも フィッティングベルト付き

多彩なパターンが、 気になる部分を効果的に刺激。

運動効果を高める独自の波形をプログラムに搭載。
20のステップが自動的に切りかわります。

機能	トレーニングモード	トレーニング ステップ	刺激 周波数 種類	強度 レベル 選択	トレーニング 時間
	バランスよく刺激を加える トレーニング	20 ステップ	21 種類	20 段階	約20 分



売り上げの一部を「一般社団法人MBTコンソーシアム」を通じて
難病に苦しむ患者救済活動団体等に提供します。
※対象製品：MXES-R410S

質量：約70g（ゲルパッド未装着時）
型番：MXES-R410S
JANコード：4902580796211
外形寸法：幅189×高さ170×厚み14mm
（ゲルパッド未装着時）

詳しい仕様は
こちら！



同梱品：ゲルパッド×4（1セット）、保管シート×1、電源アダプター×1、充電用ケーブル（約50cm）×1、フィッティングベルト（約125cm）×1、かんたんガイド×1、取扱説明書（保証書付） ※交換用ゲルパッドについては裏表紙をご覧ください。