



MXES-R400YG (4極タイプ)



MXES-R200YG (2極タイプ)

主な仕様

本 体	型 番	MXES-R400YG	MXES-R200YG
	電 極 数	4 極	2 極
	JANコード	4902580755737	4902580755744
	外形寸法	幅165×高さ165×厚み10.5mm	幅225.5×高さ65.5×厚み10.5mm
	質 量	約61g	約40g
	入力電圧/電流	DC5V / 最大100mA	
	内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 60mAh(222mWh)	
充電時間	約1時間(10～35℃)		
ゲルパッド	寸 法	幅56.5×高さ56.4×厚み0.85mm/1枚	幅82.2×高さ51.8×厚み0.85mm/1枚
	質 量	約3g / 1枚	約5g / 1枚
	入 数	4 枚	2 枚
	材質	ハイドロゲル	
電源アダプター	入力	AC100-240V 50/60Hz	
	出力	DC5V / 最大1A	
同 梱 品	ゲルパッド×1セット、保管シート×1、電源アダプター×1 充電用ケーブル×1(約50cm)、取扱説明書		

※本体の外形寸法と質量は、ゲルパッド未装着時です。
※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
※トレーニングの結果には個人差があります。

交換用ゲルパッド

対応機種	入 数	型 番	JANコード
MXES-R400用	2セット(8枚入)	MXES-400GEL2P	4902580755867
	1セット(4枚入)	MXES-400GEL1P	4902580755850
MXES-R200用	2セット(4枚入)	MXES-200GEL2P	4902580755843
	1セット(2枚入)	MXES-200GEL1P	4902580755836

- 掲載商品はEUの環境保護指令RoHSに準拠しています。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている製品はすべてオープン価格です。
- このカタログの掲載内容は2017年10月現在のものです。

お問い合わせは

マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
TEL.(0570)783-137【ナビダイヤル】 FAX.(0570)025-710【ナビダイヤル】
受付時間 9:30～12:00 / 13:00～17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

マクセルお問い合わせ (<http://www.maxell.co.jp>)

■マクセル製品取扱店



地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

マクセルEMS運動器もてケアカタログ JR031-1710 2017年10月作成

maxell
Within the Future


2017.10
マクセルEMS運動器もてケアカタログ



ACTIVEPAD
もてケア | EMS 運動器

マクセルもてケア

も っ と 手 軽 に 、
美 し い ボ デ ィ へ 。
貼 る だ け ト レ ー ニ ン グ





運動する時間がない。


トレーニングが続かない。

そんなあなたに。




EMSとは

EMS (Electrical Muscle Stimulation) は、筋肉を電気刺激によって収縮させる運動器です。



通常の運動



EMSの運動

疲れずに
トレーニング



バランス良く
筋肉アップ

EMSのメリット

便利な充電式！ 使いやすいコードレスEMS。

コードレスで手軽・簡単
電源もコントローラも薄型の本体に
内蔵のコードレス。
いつでもどこでも簡単トレーニング。

電池交換不要の充電式
一度の充電で約10回*使えて
ランニングコストも低減。
* 強さレベル15(最大)の場合。
使用モードにより回数は異なります。



効果的な15のステップで 効率的にトレーニング！

筋肉運動のための15のステップを搭載。自動的に切り替わります。
トレーニングに適した独自の波形をプログラムしました。

4極のパターン

ウォーミングアップ

シットアップ1

ハードプランク

コンディショニング1

クランチ

バーストアップ

コンディショニング2

プランク

レッグレイズ

シットアップ2

バイシクルクランチ

ハンギングレッグレイズ

トーニング

クールダウン1

クールダウン2

2極のパターン

ウォーミングアップ

プッシュアップ

アームカール

ボクササイズ

ハンマーカール

バーストアップ

チニング

トライセップス・キックバック

コンディショニング1

リバースプッシュアップ

トライセップス・エクステンション

コンディショニング2

エクステンション

クールダウン1

クールダウン2

パターンの詳細は商品サイトをご参照ください。
<http://www.maxell.jp/consumer/exercise-equipment/mxes-r/>



*各パターンの動作は弊社独自のプログラムに基づきます。



広い電極面積だから、より広くより深く。

主に、筋肉の収縮に効果的な周波数17.5Hzを採用しました。

4極一体型「もてケア」は、
表層から深層の広い範囲の筋肉を同時に使用することができ、効率的な運動が可能です。

2極一体型「もてケア」は、
ロングパッドで気になる部位を広い範囲に包み込み、部位全体の筋肉運動を確実にサポート。
効率的な運動が可能です。

充電式*を内蔵しているからコードレス。

*繰り返し充電回数(目安)は約500回です。

簡単装着・はがして貼るだけ。

充電式コードレスなので使いたい時にさっと装着して使えます。

薄くて柔らかいシリコン素材でカラダにフィット。

使用部位の一例 気になるところに。あなたの悩みをサポート。

4極



腹まわり



太もも



腰まわり

2極



二の腕



脇腹



お尻